


SWAB ANAL

revisado em março / 2009



UTILIZE O KIT FORNECIDO PELO LABORATÓRIO



ATENÇÃO– este exame requer uma coleta diferenciada, com uso dos seguintes instrumentos, fornecidos pelo laboratório:

- * lâmina
- * tubo de ensaio
- * fita adesiva transparente
- * porta-lâminas (caixa ou tubo)

1— POR QUE NÃO SE UTILIZA O FRASCO NORMAL PARA A COLETA DE FEZES?

* Pois os parasitas suspeitos de causarem determinadas doenças ficam na região perianal, e a técnica de coleta descrita no VERSO ILUSTRATIVO favorece a detecção dos parasitas, propiciando um diagnóstico correto.

2— QUAL O MOMENTO IDEAL PARA COLETAR AS FEZES PARA REALIZAR ESTE EXAME ESPECÍFICO?

* a coleta deve ser realizada entre 21hs e 24hs, ou pela manhã antes do banho, pois o parasita tem hábito noturno.

3— QUANDO LEVAR AS FEZES AO LABORATORIO?

* Após a colagem da fita adesiva na lâmina, levar ao laboratório até 48 horas.

VOCÊ E SEU MÉDICO TEM O DIREITO DE ESCOLHER O LABORATÓRIO. OBRIGADA POR CONFIAR NO LABORATÓRIO BÚRIGO.

CONTATO

(48) 3437-3131

www.laboratorioburgo.com.br



Programa Nacional de Controle de Qualidade



Sistema Nacional de Acreditação




SWAB ANAL

revisado em março / 2009



UTILIZE O KIT FORNECIDO PELO LABORATÓRIO



1—SEPARE A LÂMINA.




2 —ENROLE A FITA ADESIVA TRANSPARENTE NA PONTA REDONDA DO TUBO DE ENSAIO, COM A PARTE COLANTE PARA FORA.



3—PRESSIONE A PARTE COLANTE DO TUBO NA REGIÃO PERIANAL.



4 —RETIRE A FITA ADESIVA DO TUBO , CUIDANDO PARA NÃO TOCAR NA PARTE COLANTE QUE CONTÉM A AMOSTRA.



5 —O LADO COLANTE DA FITA DEVE SER COLADO NA LÂMINA, SEM BOLHAS DE AR E PREGAS NA FITA.

ATENÇÃO - a fita adesiva deve ser obrigatoriamente transparente para possibilitar a visualização dos parasitas pelo bioquímico.

VOCÊ E SEU MÉDICO TEM O DIREITO DE ESCOLHER O LABORATÓRIO. OBRIGADA POR CONFIAR NO LABORATÓRIO BÚRIGO.

CONTATO

(48) 3437-3131

www.laboratorioburgo.com.br



Programa Nacional de Controle de Qualidade



Sistema Nacional de Acreditação

